

**Chrisofix**<sup>®</sup>  
DIE ZIRKULÄRE IMMOBILISATION

**KREWI**<sup>®</sup>  
MEDICAL PRODUKTE GmbH  
VERBUNDEN DURCH QUALITÄT



**Rhizarthrose**



**Carpal Tunnel  
Syndrom**



**Finger, Hand und  
Handgelenk**



**FINGERORTHESEN  
DAUMENORTHESEN  
HANDGELENKORTHESEN  
UNTERARMORTHESEN**

[www.krewi.de](http://www.krewi.de)

## Mittelhand Grundgelenk Orthese

Die Chrisofix® Mittelhand Grundgelenk Orthese kann bei Distorsionen, Kapsel- und Sehnenverletzungen der Fingergrundgelenke, postoperativ, sowie bei Platzhalterimplantaten und Synovektomien verwendet werden.



Durch die umlaufende Spange an der Mittelhand verfügt die Chrisofix® Mittelhand Grundgelenk Orthese über eine einstellbare Gelenkposition und kann für die Finger II – V verwendet werden. Der aluminiumverstärkte Klettverschluss über dem Handrücken gewährleistet den sicheren Halt der Orthese.

**Hilfsmittelpositionsnr.: 23.07.01.0004**

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	SEITE	PZN
320090	262 121 183	XXS	Bds.	09914233
320091	264 121 183	S	Bds.	09914227
320092	268 121 183	L	Bds.	09914210

## Daumengrundgelenk Orthese

Die Chrisofix® Daumengrundgelenk Orthese kann bei Verletzungen, Distorsionen des Daumen (z.B. bei Skidaumen), sowie zur postoperativen Versorgung verwendet werden.



Die Chrisofix® Daumengrundgelenk Orthese hält und stützt das Daumengrundgelenk. Zu den Eigenschaften zählen die verstellbare Daumenfassung und ein Aluminium verstärkter Gurt. Die Greiffunktion bleibt erhalten.

**Hilfsmittelpositionsnr.: 23.07.01.1029**

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	SEITE	PZN
320070	162 121 184	XXS	Bds.	09913340
320071	164 121 184	S	Bds.	09913334
320072	166 121 184	M	Bds.	09913328
320073	168 121 184	L	Bds.	09913311

## Spezielle Chrisofix® Orthesen zur Behandlung von Rhizarthrose

Beide Daumensattelgelenk Orthesen (kurz und lang) wurden für die Behandlung von Rhizarthrose entwickelt. Sie sind die einzigen fertigen und wiederholt anpassbaren Orthesen, die im Sattel- und wenn es erwünscht ist auch Handgelenk (lange Version) gleichzeitig alle Bewegungen hemmen oder blockieren. Das Daumenendglied bleibt frei, die Greiffunktion ist durch Anpassung sicher zu stellen. Die aluminiumverstärkten Gurte gewähren ein hohes Maß an Stabilität.

### Daumensattelgelenk Orthese kurz



Die Chrisofix® Daumensattelgelenk Orthese kurz hält und stützt das Daumensattelgelenk und Daumengrundgelenk ohne Einschluss des Handgelenks. Zusätzlich zur Rhizarthrose kann sie bei Distorsionen, Stauchungen und Prellungen des Daumengrundgelenks (Skidaumen) verwendet werden. **Hilfsmittelpositionsnr.: 23.07.01.1028**

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	SEITE	PZN
320110	154 121 183	S	Links	09913423
320100	144 121 183	S	Rechts	09913446
320111	156 121 183	M	Links	09913400
320101	146 121 183	M	Rechts	09913417
320112	158 121 183	L	Links	09913386
320102	148 121 183	L	Rechts	09913392

### Daumensattelgelenk Orthese lang



Die Chrisofix® Daumensattelgelenk Orthese lang hält und stützt Daumensattelgelenk und Daumengrundgelenk unter Einschluss des Handgelenks. Zusätzlich zur Rhizarthrose kann Sie nach Verletzungen, Distorsionen und Prellungen, sowie nach Operationen an Daumengrund- und Handgelenk sowie beim Quervain Syndrom verwendet werden. **Hilfsmittelpositionsnr.: 23.07.02.2021**

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	SEITE	PZN
320130	384 121 182	S	Links	09913498
320120	374 121 182	S	Rechts	09913506
320131	386 121 182	M	Links	09913475
320121	376 121 182	M	Rechts	09913481
320132	388 121 182	L	Links	09913452
320122	378 121 182	L	Rechts	09913469



## Die Vorteile von Chrisofix®

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Hautfreundlich und nicht allergen
- Stabilität durch gewelltes und perforiertes Aluminiumblech
- Zur Notfall- und Sofortversorgung
- Als Hilfsmittel verordnungsfähig - siehe Beispiel
- Überregionale Verordnungsfähigkeit zahlreicher Artikel als Sprechstundenbedarf

## Warum Chrisofix® Schienen und Orthesen?

- Sie sparen Zeit und Kosten durch eine schnelle und einfache Anwendung
- Sie vereinen in sich die Vorteile + Funktionalität der Orthesen (z.B. schnelle Anwendung) und Stabilität der zirkulären Starrverbände
- Kaltverformbar ohne Einsatz von Wasser oder Warmluft
- Direkte Nachkorrektur jederzeit möglich
- Ersetzt vielfach individuell hergestellte Schienen (z.B. Thermoplasten)
- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Durchlässigkeit von Röntgenstrahlen
- Zusätzlich bewährt in Traumatologie, Handchirurgie, Rheumatologie, Neurologie und Orthopädie

## Krewi® Medical Produkte GmbH

- Seit 1994 Ihr freundlicher und kompetenter Partner
- Fachgerechte, qualitative Betreuung durch unsere Medizinprodukteberater
- Schulung Ihrer Mitarbeiter
- Schnelle und kurzfristige Lieferung
- Bundesweiter Vertrieb

Alleiniger Importeur in  
Deutschland

**Chrisofix®**

[www.krewi.de](http://www.krewi.de)



## Spezielle Chrisofix® Orthesen für das Carpal Tunnel Syndrom (CTS)

Beide Orthesen (Basic und Forte) wurden für die Behandlung des Carpal Tunnel Syndroms entwickelt. Sie sind die einzigen fertigen, schnell wechselbaren und wiederholt anpassbaren Orthesen, die die Handgelenkbewegungen (Auslöserfunktion des CTS) gleichzeitig in allen Richtungen hemmen (Basic für den Tag), oder gipsartig (Forte für die Nacht) immobilisieren können. Die Finger und der Daumen bleiben frei. Zusätzlich zum CTS können diese Orthesen bei Sehnenscheidenentzündung, nach Distorsionen, Stauchungen, Prellungen, und nach Operationen am Handgelenk verwendet werden.

### CTS Handgelenk Orthese Basic



Die Chrisofix® CTS Handgelenk Orthese Basic hält und stützt das Handgelenk mit einer Bewegungseinschränkung in allen Richtungen.

Hilfsmittelpositionsnr.: 23.07.02.4033

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	SEITE	PZN
320190	344 111 104	S	Links	09913239
320180	334 111 104	S	Rechts	09913245
320191	346 111 104	M	Links	09913216
320181	336 111 104	M	Rechts	09913222
320192	348 111 104	L	Links	09913185
320182	338 111 104	L	Rechts	09913191

### CTS Handgelenk Orthese Forte



Die Chrisofix® CTS Handgelenk Orthese Forte hält und stützt das Handgelenk mit einer Starrverband ähnlichen Immobilisierung. Die verstärkten Gurte mit Aluminiumkern der Orthese gewähren als selbsttragende Materialien ein hohes Maß an Stabilität.

Hilfsmittelpositionsnr.: 23.07.02.4033

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	SEITE	PZN
320210	344 111 184	S	Links	09913297
320200	334 111 184	S	Rechts	09913305
320211	346 111 184	M	Links	09913274
320201	336 111 184	M	Rechts	09913280
320212	348 111 184	L	Links	09913251
320202	338 111 184	L	Rechts	09913268

### Palmare Unterarm Orthese ohne Daumen

Die Chrisofix® Palmare Unterarm Orthese ohne Daumen dient der Ruhigstellung und verfügt über eine variable Gelenkwinkelfixierung mit Einschluß der Finger. Die Gelenkposition kann individuell eingestellt werden. Die Orthese ist beidseitig verwendbar.



Ruhigstellung bei Hand- und/oder Handgelenksverletzungen mit Einschluß der Finger.

Hilfsmittelpositionsnr.: 23.07.02.1011

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	SEITE	PZN
320220	711 111 106	XXXS	Bds.	09914411
320221	712 111 106	XXS	Bds.	09914405
320222	713 111 106	XS	Bds.	09914397
320223	714 111 106	S	Bds.	09914380
320224	716 111 106	M	Bds.	09914374
320225	718 111 106	L	Bds.	09914368

### Palmare Unterarm Orthese mit Daumen

Die Chrisofix® Palmare Unterarm Orthese mit Daumen wird zur Ruhigstellung bei Hand- und/oder Handgelenksverletzungen mit Einschluß der Finger und des Daumens verwendet.



Die Chrisofix® Palmare Unterarm Orthese mit Daumen dient der Ruhigstellung und verfügt über eine variable Gelenkwinkelfixierung und Daumeneinfassung. Die Gelenkposition kann individuell eingestellt werden. Hilfsmittelpositionsnr.: 23.07.02.3010

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	SEITE	PZN
320240	743 111 108	XS	Links	09914345
320230	733 111 108	XS	Rechts	09914351
320241	744 111 108	S	Links	09914322
320231	734 111 108	S	Rechts	09914339
320242	746 111 108	M	Links	09914291
320232	736 111 108	M	Rechts	09914316
320243	748 111 108	L	Links	09914279
320233	738 111 108	L	Rechts	09914285

## Fingerschiene Bei Abschwellung nachformbar. Der jeweilige Gelenkwinkel ist einstellbar.

Die Chrisofix® Fingerschiene ist bei Sehnen- und Kapselverletzungen, sowie bei Weichteilverletzungen, verwendbar.



Die Chrisofix® Fingerschiene hält und stützt die DIP- und PIP-Gelenke.

### FÜR KINDER

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PZN
320000	101 123 104	Klein	1	09913877
320006	101 123 304	Klein	10	01499295
320001	102 123 104	Groß	1	09913860
320005	102 123 304	Groß	10	01499510

### FÜR ERWACHSENE

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PZN
320002	104 123 104	S	1	09913825
320010	104 123 304	S	10	09913883
320003	108 123 104	L	1	09913819
320011	108 123 304	L	10	09913854
320004	109 123 104	XL	1	09913831
320012	109 123 304	XL	10	09913848

## Fingerendgelenkschiene Bei Abschwellung nachformbar.

Die Chrisofix® Fingerendgelenkschiene wird bei Sehnen (Strecksehnen)- und Kapselverletzungen im DIP-Gelenk, sowie bei Weichteilverletzungen verwendet. Erhältlich in den Ausführungen „Simple“ und „Überlappend“

Die Chrisofix® Fingerendgelenkschiene dient vor allem zur Überstreckung des Fingerendgelenks. Das proximale IP-Gelenk bleibt dabei frei beweglich.



FINGERENDGELENKSCHIENE SIMPLE



FINGERENDGELENKSCHIENE ÜBERLAPPEND

### FINGERENDGELENKSCHIENE ÜBERLAPPEND

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PZN
320040	114 123 103	S	1	09913802
320050	114 123 303	S	10	09913771
320041	116 123 103	M	1	09913794
320051	116 123 303	M	10	09913765
320042	118 123 103	L	1	09913788
320052	118 123 303	L	10	09913759

### FINGERENDGELENKSCHIENE SIMPLE

ART.NR.	REF.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PZN
320020	114 123 104	S	1	09913736
320030	114 123 304	S	10	09913742
320021	116 123 104	M	1	09913707
320031	116 123 304	M	10	09913713
320022	118 123 104	L	1	09913682
320032	118 123 304	L	10	09913699

## Fingerschienen Anstaltspackung

Zur Notfall- und Erstversorgung. Für die Immobilisation der Finger und/oder Fingerspitzen.

- Schnelle und einfache Anpassung an das Gelenk • Bei Abschwellung nachzuformen
- Von Hand waschbar mit Seife, danach lufttrocknen • 60 Stück im Größenmix

### ÜBERSICHT INHALT ANSTALTSPACKUNG:

ART.NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	INHALT	PZN
320030	Fingerendgelenkschiene klein	S	10	09913742
320031	Fingerendgelenkschiene mittel	M	10	09913713
320032	Fingerendgelenkschiene groß	L	5	09913699
320006	Fingerschiene Kinder klein	XXS	5	01499295
320005	Fingerschiene Kinder groß	XS	5	01499510
320010	Fingerschiene klein	S	10	09913883
320011	Fingerschiene groß	L	10	09913854
320012	Fingerschiene extra groß	XL	5	09913848



ART.NR. 320055 PZN 01499935



Rufen Sie uns unter **02154/91242-0** an,  
um weitere Informationen zu erhalten, oder senden  
sie uns eine Mail an **krewi@krewi.de**



**KREWI Medical Produkte GmbH**

Siemensring 78a  
47877 Willich  
Telefon 02154/91242-0  
Fax 02154/427691  
email: krewi@krewi.de

**[www.krewi.de](http://www.krewi.de)**