

Broschüre

Ruhigstellende
Verbände



Ihr Produktspezialist für ruhigstellende Verbände





„Über 1.000 Klinikkunden und 1.800
niedergelassene Ärzte vertrauen uns seit 1994.
Vertrauen auch Sie uns!“

Ihr Produktspezialist für ruhigstellende Verbände in Deutschland

Wir haben uns als familiengeführtes Unternehmen vor allem auf Produkte spezialisiert, welche den Menschen helfen und die Qualität der Behandlung verbessern. Unser oberstes Ziel ist eine bestmögliche und optimale evidenzbasierte Versorgung Ihrer Patienten.

Ursprünglich als Spezialist für Verbandstoffe hat sich das Produktportfolio erweitert. Heute führt die KREWI Medical

Produkte GmbH neben Verbandstoffen ein umfassendes Sortiment an mobilisierenden und immobilisierenden Verbänden sowie ein breites Sortiment an Produkten zum Schutz von Patienten und Anwendern.

Die KREWI Medical Produkte GmbH ist eines der führenden 1.000 Medizintechnikunternehmen im deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind mit ca. 220 Indus-

trie- und Handelsunternehmen Mitglied im BVMed, dem Bundesverband der Medizintechnologie. Wir bieten Ihnen nicht nur einzelne Produkte an, sondern sehen uns als Lösungsanbieter in unseren Produktbereichen.

Qualität, Beratung und Lieferschnelligkeit stehen für uns im Vordergrund und sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmenphilosophie.

INHALTSVERZEICHNIS



6
KREWI-FRACT[®]



14
KREWI-FRACT[®] BLAU



18
CASTVERBÄNDE



28
FINGER- UND
ZEHENVERBÄNDE



36
ORTHESEN



42
ZUBEHÖR
RUHIGSTELLENDEN
VERBÄNDE



50
ORFIT[®]



60
QUALITÄTSMANAGEMENT



62
KREWI AKADEMIE



RUHIGSTELLENDEN VERBÄNDE

Ruhigstellende Verbände sind maßgeblich für die optimale Behandlung von Frakturen, Distorsionen, Sehnenentzündungen und vielen weiteren Indikationen, bei denen die Ruhigstellung von Extremitäten notwendig ist. Deshalb bieten wir Ihnen, als Spezialist für ruhigstellende Verbände, für jegliche Indikation das optimale Produkt in einer hervorragenden Qualität an.

Sie haben die Wahl zwischen innovativen thermoplastischen Schienen sowie klassischen Castverbänden, Orthesen und zahlreichen Finger- und Zehenverbänden.



KREWI-FRACT®

Individuell anpassbare thermoplastische Schienen

KREWI-fract Schienen können individuell am Patienten angeformt und bei Bedarf angepasst werden!

WIRTSCHAFTLICH:


Kann am selben Patienten mehrfach wiederverwendet und angepasst werden

SCHNELL & SAUBER:

Eine schnelle und saubere Anwendung spart Zeit und senkt Kosten

ATMUNGSAKTIV:

Die Schiene „atmet“, wodurch Transpiration und Hautirritationen gesenkt werden können



Individuell anpassbar

Schnell und sauber anzulegen

Atmungsaktiv

100% ➤ Biologisch abbaubar

100% ➤ Individuell anpassbar an die Extremität des Patienten

VORTEILE VOM PVA SCHAUM



Umweltfreundlich



Leichter als ein Castverband



Staubfrei in der Verarbeitung

KREWI-fract® Unterarmschiene mit Daumen



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen und Verletzungen im Handbereich kann die Aussparung den Daumen mit einfassen. Die Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Neurologische Lagerung (Fallhand), Mittelhandfrakturen, Sehnenverletzungen, Daumengrundgelenk-Fraktur, De Quervain Tendovaginitis.

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755773	S	7 mm	5	1	17300545
755774	M	7 mm	5	1	17300539
755775	L	7 mm	5	1	17300522
755776	XL	7 mm		5	17300574

KREWI-fract® Daumenschiene mit Loch



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen und Verletzungen des Daumens. Die Schiene hat ein Loch, das den dorsalen Teil des Daumens frei lässt und gleichzeitig eine optimale Stützfunktion bietet. Die Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Luxation, Sehnenverletzung, Infektion, Daumenoperation, Skidaumen, Rhizarthrose.

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
744757	S	5 mm	5	1	17300255
744756	M	7 mm	5	1	17300232
744807	L	9 mm	5	1	17300226

KREWI-fract® Daumenschiene



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen und Verletzungen kann die Schiene am Daumen angelegt werden, wobei sie den Unterarm mit einbezieht. Dies dient der Stabilisierung und Unterstützung des verletzten Bereichs. Die Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Luxation, Sehnenverletzung, Infektion, Daumenoperation, Skidaumen, Rhizarthrose.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
744805	S	5	1	17300249
744806	L	5	1	17300203

KREWI-fract® Cock-up-Schiene



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen und Verletzungen im Bereich der Hand, insbesondere am Daumen, kann die Schiene bei der Wahl einer kleinen Größe so angelegt werden, dass der Unterarm nur teilweise eingefasst ist. Die Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Frakturen an D1, Bandrupturen (ulnar radiales Seitenband), Distorsionen.

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
744752	S	7 mm	5	1	17300172
744751	M	9 mm	5	1	17300166
744750	L	9 mm	5	1	17300143



IN NUR 4 SCHRITTEN ANGELEGT



SCHRITT 1:
UNTERZUG ANBRINGEN
Z.B. KREWI-FROTTIER POLSTERSCHLAUCH



SCHRITT 2:
KREWI-FRACT INS WASSERBAD LEGEN
Z.B MITTELHANDSCHIENE



SCHRITT 3:
KREWI-FRACT ANFORMEN
Z.B. KREWI-MULL HAFT COLOR



SCHRITT 4:
MIT EINER HAFTBINDE FIXIEREN
Z.B. KREWI-MULL HAFT COLOR



100% Röntgenstrahlendurchlässig

100% Individuell anpassbar an die Extremität des Patienten

KREWI-fract® Kahnbeinschiene



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen im Handbereich, wie zum Beispiel einer Kahnbeinfraktur, bietet diese Schiene durch die gezielte Fixierung des Daumens zuverlässige Unterstützung. Die Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Radius- und ulnare Schaftfrakturen, Handgelenkzerrung, Handwurzel-fraktur.

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
744741	S	5 mm	5	1	17300433
744742	M	7 mm	5	1	17300427

KREWI-fract® Mittelhandschiene



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen und Verletzungen im Handbereich bietet die Mittelhandschiene die Möglichkeit, die Finger mit einzufassen, zum Beispiel für eine Intrinsic-Plus-Schiene. Diese Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Mittelhandbruch, Phalanxbruch, Mittelphalanxbruch, Sehnenverletzung, neurologische Schienen.

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755772	S	7 mm	5	1	17300692
755777	M	7 mm	5	1	17300686
755782	L	9 mm	5	1	17300663

KREWI-fract® Volare Schiene



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen und Verletzungen im Handbereich hilft die Volare Schiene durch ihre abgeschrägte Form, die proximale Hohlhandfurche (Beugefalte) freizuhalten. Diese Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Handgelenksfraktur, Handgelenkfissuren, Radiusfraktur, ulnares und radiales Seitenband D1, Handgelenkdistor-sion.

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
744738	S	5 mm	5	1	17300982
744737	M	7 mm	5	1	17300953
744736	L	7 mm	5	1	17300930
744735	L	9 mm	5	1	17300947

KREWI-fract® Volare Unterarmschiene extra breit



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen und Verletzungen im Handbereich. Diese Schiene ist in kleinen Größen erhältlich, um eine optimale Passform für kleinere Hände zu gewährleisten. Diese Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Handgelenksfraktur, Handgelenkfissuren, Radius-fraktur, ulnares und radiales Seitenband D1, Handgelenk-distorsion.

ART.NR.	GRÖ- ßE	STÄRKE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755778	XXS	5 mm	5	1	17300924
755678	XS	5 mm	5	1	17300999

KREWI-fract[®] Unterarmschiene



*Beispielhafte Anlage

Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen und Verletzungen im Handbereich lässt sich die Schiene im Ganzen verwenden, aber auch individuell zuschneiden. Diese Schiene kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Neurologische Lagerung (Fallhand), Mittelhandfrakturen, Fingerfrakturen, Sehnenverletzungen, Phlegmone.

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	Stärke	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755801	S		7 mm	5	1	17300657
755804	S		9 mm	5	1	17300640
744798		35 x 10 cm	7mm	5	1	17300597
744730		35 x 10 cm	9mm	5	1	17300580
755805		45 x 10 cm	9mm	5	1	17300634
755802	M			5	1	17300628
755803	L			5	1	17300611

KREWI-fract[®] Fingerschiene



Anwendungsgebiete:

Bei Fingerfrakturen. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: metacarpale Frakturen, Frakturen im Bereich der Finger, Sehnenruptur.

ART.NR.	GRÖßE	BREITE	STÄRKE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
744761	M	-	7 mm	5	1	17300367
744760	L	-	9 mm	5	1	17300350
744800	S	25 mm	-	5	1	17300321
744801	M	35 mm	-	5	1	17300338
744802	L	80 mm	-	5	1	17300344

KREWI-fract[®] Knie-Lagerungsschiene



Anwendungsgebiete:

Bei Knieverletzungen, zur prä- und postoperativen Ruhigstellung. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Springerknies (Patellaspitzensyndrom), Bursitis praepatellaris, Patellafraktur, Kniegelenksdistorsion, Kreuzbandverletzungen.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755810	XS	5	1	17300456
755811	S	5	1	17300485
755812	M	5	1	17300479
755813	L	5	1	17300462

KREWI-fract® Oberarm-Schiene



Anwendungsgebiete:

Bei Ober- und Unterarmfrakturen sowie bei Nerven- und Sehnenverletzungen/-entzündungen im Armbereich. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Tendinitis, Luxation, Bursitis, Lymphangitis, Epikondylitis, Distale Humerus und Humerus Schaft Frakturen, Phlegmonen, Konservative Frakturbehandlung, Schaftfraktur, nicht dislozierte Oberarmschaftfraktur, Radiusköpfchenfraktur.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755819	Baby	5	1	17300746
755806	S	5	1	17300781
755807	M	5	1	17300775
755808	L	5	1	17300769
744720	Flach	5	1	17300798

KREWI-fract® Oberschenkel-Liegeschale



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen im Bereich des Ober- und Unterschenkels. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Distale Femur Fraktur, Knie Trauma, Tibia Plateau, Tibia Frakturen, Wundheilstörungen, Lagerung bei Lymphstau.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755839	XS	5	1	17300806
755840	S	5	1	17300835
755841	M	5	1	17300829
755842	L	5	1	17300812

KREWI-fract® Oberarm-Schiene Spezial



Anwendungsgebiete:

Bei Ober- und Unterarmfrakturen sowie bei Nerven- und Sehnenverletzungen/-entzündungen im Armbereich. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Tendinitis, Luxation, Bursitis, Lymphangitis, Epikondylitis, distale Humerus- und Humerusschaftfrakturen, Phlegmonen, konservative Frakturbehandlung, Schaftfraktur, nicht dislozierte Oberarmschaftfraktur, Radiusköpfchenfraktur. Die Schiene lässt den Ellenbogen frei. Diese Schiene kann individuell eingekürzt werden.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755843	Universal	5	1	17300752

KREWI-fract® Unterschenkel-Schiene



Anwendungsgebiete:

Bei Unterschenkelfrakturen sowie bei Sprunggelenk- und Mittelfußfrakturen. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Sprunggelenksdistorsion, Frakturen im Sprunggelenk und Mittelfußbereich, neurologische Lagerungen zur Spitzfußprophylaxe, Seitenbandläsion, postoperativ zur Wundheilung.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
755819	Baby	5	1	17300746
755815	XS	5	1	17300864
755816	S	5	1	17300901
755887	M (KURZ)	5	1	17300893
755817	M	5	1	17300887
755818	L	5	1	17300870



KREWI-FRACT® BLAU

Vorgeformte thermoplastische Schienen

KREWI-fract blau Schienen sind bereits vorgeformt und können somit schnell und sauber angelegt werden!

ZEIT - & KOSTENSPAREND:

Die bereits vorgeformten Schienen erlauben die sofortige Applikation der Schiene am Patienten ohne weitere zeitraubende Behandlungsschritte

WIRTSCHAFTLICH:

Kann am selben Patienten mehrfach wiederverwendet werden

ATMUNGSAKTIV:

Die Schiene „atmet“, wodurch Transpiration und Hautirritationen gesenkt werden können



Bereits vorgeformte Schienen
Schnell und sauber anzulegen
Zeitsparende Anwendung

100% Biologisch abbaubar

100% Röntgenstrahlendurchlässig

VORTEILE VOM PVA SCHAUM



Umweltfreundlich



Leichter als ein Castverband



Staubfrei in der Verarbeitung

KREWI-fract® blau Volare Unterarmschiene extra breit



Anwendungsgebiete:

Bei Handgelenksfissuren, Avulsionsfrakturen sowie Distorsionen des Handgelenks.

ART.NR.	GRÖ- ßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
765703	XXS	links	5	1	17299693
765704	XXS	rechts	5	1	17299724
765705	XS	links	5	1	17299670
765706	XS	rechts	5	1	17299687
765707	S	links	5	1	17300031
765708	S	rechts	5	1	17300048
765709	M	links	5	1	17300002
765710	M	rechts	5	1	17300019
765711	L	links	5	1	17299977
765712	L	rechts	5	1	17299983

KREWI-fract® blau Volare Schiene mit Unterstützung der ersten Fingerknochen



Anwendungsgebiete:

Bei Mittelhandfrakturen sowie bei Nerven- und Sehnenverletzungen im Handbereich.

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
765713	S	links	5	1	17299612
765714	S	rechts	5	1	17299629
765715	M	links	5	1	17299598
765716	M	rechts	5	1	17299606
765717	L	links	5	1	17299575
765718	L	rechts	5	1	17299581

KREWI-fract® blau Mittelhandschiene



Anwendungsgebiete:

Frakturversorgungen im Finger-, Mittelhand- und Handwurzelbereich sowie bei Kapselband-Läsionen.

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
765719	S	links	5	1	17299859
765720	S	rechts	5	1	17299865
765721	M	links	5	1	17299836
765722	M	rechts	5	1	17299842
765723	L	links	5	1	17299807
765724	L	rechts	5	1	17299813

KREWI-fract® blau Oberarm-Schiene



Anwendungsgebiete:

Bei Sehnenentzündungen, Epicondylitis, Ellbogenverletzungen oder Operationen, Unterarmverletzungen.

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
765825	XXS	15 x 24 cm	5	1	17300114
765800	XS	18 x 28 cm	5	1	17300108
765806	S	20 x 32 cm	5	1	17299658
765807	M	22 x 36 cm	5	1	17299641
765808	L	26 x 42 cm	5	1	17299635

KREWI-fract[®] blau Daumenschiene



Anwendungsgebiete:

Bei Frakturen im Bereich der Hand, speziell im Bereich des Daumengrundgelenks. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Luxation, Sehnenverletzungen, Sehnenentzündungen, Daumenoperation, Handgelenkdistor-sion.

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
765697	S	links	5	1	17299500
765698	S	rechts	5	1	17299517
765699	M	links	5	1	17299523
765700	M	rechts	5	1	17299546
765701	L	links	5	1	17299552
765702	L	rechts	5	1	17299569

KREWI-fract[®] blau Oberschenkel-Liegeschale



Anwendungsgebiete:

Bei Unterschenkelverletzungen und ggf. -brüchen, Kniever-letzungen, sowie postoperativ bei Oberschenkelfrakturen.

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
765735	S	22 x 64 cm	links	5	1	17299919
765736	S	22 x 64 cm	rechts	5	1	17299925
765737	M	27 x 72 cm	links	5	1	17299894
765738	M	27 x 72 cm	rechts	5	1	17299902
765739	L	31 x 86 cm	links	5	1	17299871
765740	L	31 x 86 cm	rechts	5	1	17299888

KREWI-fract[®] blau Unterschenkel-Schiene



Anwendungsgebiete:

Bei Unterschenkelfrakturen, Sprunggelenk- und Mittelfuß-frakturen, prä- /post Operation.

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
765820	XXS	15 x 31 cm	5	1	17300137
765815	XS	20 x 35 cm	5	1	17300120
765816	S	22 x 36 cm	5	1	17299960
765817	M	27 x 43 cm	5	1	17299948
765818	L	31 x 44 cm	5	1	17299931

KREWI-fract[®] blau Knie-Lagerungsschiene



Anwendungsgebiete:

Bei Knieverletzungen, zur prä- und postoperativen Ruhigstel-lung, Patellaluxation.

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Kar- ton)	PZN
765725	XXS	40 x 16 x 11 cm	links	5	1	17300077
765726	XXS	40 x 16 x 11 cm	rechts	5	1	17300083
765727	XS	48 x 20 x 14 cm	links	5	1	17300054
765728	XS	48 x 20 x 14 cm	rechts	5	1	17300060
765729	S	58 x 29 x 15 cm	links	5	1	17299782
765730	S	58 x 29 x 15 cm	rechts	5	1	17299799
765731	M	68 x 35 x 16 cm	links	5	1	17299753
765732	M	68 x 35 x 16 cm	rechts	5	1	17299776
765733	L	78 x 37 x 18 cm	links	5	1	17299730
765734	L	78 x 37 x 18 cm	rechts	5	1	17299747

CASTVERBÄNDE



100%

Glasfaserfrei

Unsere Castverbände bestehen
aus 100% Polyester



50.000 €

Produkte aus Glasfaser und Glaswolle sind keinesfalls Hausmüll und müssen im Sondermüll entsorgt werden. Bei ordnungswidriger Entsorgung von Sondermüll sind in einigen Bundesländern Bußgelder bis zu 50.000 € festgelegt.¹

Nutzen Sie Produkte mit Glasfasern?

UNSERE CASTVERBÄNDE SIND GLASFASERFREI

**TESTEN SIE DIE EINZIGARTIGE STABILITÄT, RIGIDITÄT
UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT**

(1) VFR Verlag für Rechtsjournalismus GmbH(2021): Bußgeldkatalog 2021. Online unter:
<https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-muell/>

NEAL CAST FLEX

Neal Cast flex bietet alles, was von einem Castverband erwartet wird – hohe Stabilität, Rigidität und Strapazierfähigkeit – jedoch mit dem wesentlichen Vorteil, frei von Glasfasern zu sein. Dank seines bi-elastischen Materials und der speziellen Webtechnik, dehnt sich der Verband flexibel aus, passt sich an die Extremität des Patienten an und sorgt so für eine individuelle Passform. Zusätzlich bietet der Neal Cast flex ein gutes Laminat der einzelnen Schichten.

Produktvorteile

Hohe Anwendungssicherheit –
Einfache & sorgfältige Anbringung – Hohe Stabilität

Die exzellente Materialeigenschaft trägt zur mühelosen und sorgfältigen Anlage des Castverbandes bei. Das gleichmäßige Abrollen des Verbandes wirkt sich positiv auf die sichere und simple Anwendung des Verbandes aus, so dass die Fehlerquote bei der Anlage des Castverbandes reduziert wird. Der Verband passt sich zusätzlich formgenau dem Körperprofil an und verhindert somit die Entstehung von Druckstellen.

4 Meter Castrolle –
40 cm mehr Material

Mit unserem Neal Cast flex steht Ihnen eine **4 Meter lange Rolle** zur Verfügung. Somit haben Sie durchschnittlich 40 cm mehr Material als handelsüblich und müssen bei fehlendem Material keine zweite Rolle anbrechen.

Glasfaserfrei – Röntgenstrahlen-
durchlässig – Umweltfreundlich

Neal Cast flex besteht zu 100% aus Polyesterfasern, so dass das Einatmen von potentiell gesundheitsgefährdenden Glasfaserpartikeln verhindert werden kann. Gleichzeitig wird dadurch die Umwelt erheblich geschont. Bei der Herstellung wird zudem auf die Verwendung von Tensiden verzichtet. Dadurch werden Mazerationen und Hautirritationen minimiert.

Produktinformationen

Indikationen

- Ruhigstellung und Stützung von Extremitäten bei Frakturen, Distorsionen, Weichteilverletzungen, Kapsel- oder Bandverletzungen und Sehnenverletzungen

Produktzusammensetzung

- Synthetischer Castverband aus 100% Polyesterfasern

Empfohlene Zusatzprodukte

- KREWI-tricot®
- KREWI-frottier® Polsterschlauch
- KREWI® Stockinette
- Orthopädische Polsterbinde

Produkthinweise

- Verwendung von Handschuhen notwendig
- Lagerung: Bei 15°C – 30°C trocken lagern




4 METER CASTROLLE

- 10% mehr Material als handelsüblich!

Produktvarianten

Neal Cast flex


ART.NR.	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	BREITE	LÄNGE	FARBE	PZN
730772	10	1	2,5 cm	2 m	●	18892513
730766	10	1	5 cm	4 m	●	18796761
730767	10	1	7,5 cm	4 m	●	18796778
730768	10	1	10 cm	4 m	●	18796784
730773	10	1	12,5 cm	4 m	●	18892542
730777	10	1	2,5 cm	2 m	●	19530692
730774	10	1	5 cm	4 m	●	18796790
730775	10	1	7,5 cm	4 m	●	18796809
730776	10	1	10 cm	4 m	●	18796815
730785	10	1	2,5 cm	2 m	○	19530700
730786	10	1	5 cm	4 m	○	19530717
730787	10	1	7,5 cm	4 m	○	19530723
730788	10	1	10 cm	4 m	○	19530746
730789	10	1	12,5 cm	4 m	○	19530752
730790	10	1	2,5 cm	2 m	●	19530769
730791	10	1	5 cm	4 m	●	19530775
730792	10	1	7,5 cm	4 m	●	19530781
730793	10	1	10 cm	4 m	●	19530798
730794	10	1	2,5 cm	2 m	●	19530806
730795	10	1	5 cm	4 m	●	19530812
730796	10	1	7,5 cm	4 m	●	19530829
730797	10	1	10 cm	4 m	●	19530835
730798	10	1	2,5 cm	2 m	●	19530841
730799	10	1	5 cm	4 m	●	19530858
730800	10	1	7,5 cm	4 m	●	19530870
730801	10	1	10 cm	4 m	●	19530887
730802	10	1	2,5 cm	2 m	●	19530893
730803	10	1	5 cm	4 m	●	19530924
730804	10	1	7,5 cm	4 m	●	19530930
730805	10	1	10 cm	4 m	●	19530947
730806	10	1	2,5 cm	2 m	●	19530953
730807	10	1	5 cm	4 m	●	19530976
730808	10	1	7,5 cm	4 m	●	19530982
730809	10	1	10 cm	4 m	●	19530999
730810	10	1	2,5 cm	2 m	●	19531013
730811	10	1	5 cm	4 m	●	19531036
730812	10	1	7,5 cm	4 m	●	19531042
730813	10	1	10 cm	4 m	●	19531059



1

Verpackung öffnen


Um ein optimales Anlegen des Castverbandes gewährleisten zu können und um Verklebungen zu vermeiden, ist die Verwendung von Handschuhen notwendig. Legen Sie zuerst dem Patienten einen Unterzug an. Wählen Sie dann die passende Größe des Castverbandes für die entsprechende Extremität und öffnen Sie die Verpackung an der gekennzeichneten Stelle.



2

In Wasser eintauchen


Tauchen Sie den Neal Cast flex verband 10 Sekunden lang in sauberes Wasser. Das Wasser sollte Raumtemperatur (20 -25°C) haben.



3

Überschüssiges Wasser herausdrücken


Drücken Sie ein paar Mal überschüssiges Wasser heraus.



4

Castverband anlegen

Wickeln Sie den Castverband mit leichter Spannung um die zu versorgende Extremität.



5

Castverband formen

Glätten und reiben Sie den Verband, um einen guten Kontakt zwischen den Schichten herzustellen.

NEAL CAST SOFT

Unser Neal Cast soft ist ein flexibles, semi-rigides Stützmaterial, das eine funktionelle Immobilisation ermöglicht. Der Softcast kombiniert Flexibilität mit gezielter Stabilität.

Durch eine Longuette kann dort zusätzliche Unterstützung geboten werden, wo der Patient sie benötigt.



ART.NR.	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	BREITE	LÄNGE	FARBE	PZN
730760	10	1	5 cm	4 m	●	18796695
730761	10	1	7,5 cm	4 m	●	18796703
730762	10	1	10 cm	4 m	●	18796726
730763	10	1	5 cm	4 m	●	18796732
730764	10	1	7,5 cm	4 m	●	18796749
730765	10	1	10 cm	4 m	●	18796755


Produktvorteile

- Glasfaserfrei
- Kein Einatmen von Glasfaserpartikeln
- Luftdurchlässig
- Keine Hautmazerationen
- Röntgenstrahlendurchlässig

POLYESTER
GEWEBE



10% MEHR
MATERIAL



LEICHT
ZU SCHNEIDEN



HM Cast Rollcast

Der HM Cast Rollcast ist eine moderne Art von Castverband zur zirkulären Ruhigstellung von Extremitäten. HM Cast Rollcast ist ein weitmaschiger Polyesterrollcastverband in Schlauchform, der mit Polyurethanharz beschichtet ist. Dieser wird nach der Aktivierung ganz einfach über die Extremität gestülpt. Das Produkt zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und einfaches Anlegen am Patienten aus und bietet dabei gleichzeitig eine hohe Stabilität. Er ist röntgenstrahlendurchlässig und glasfaserfrei.



Produktvarianten

HM Cast Rollcast

ART.NR.	BREITE/LÄNGE	BEZEICHNUNG	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
730850	5 cm x 25 cm	Unterarm Kind	5	1	17302283
730851	5 cm x 45 cm	Unterschenkel Kind / Arm Erwachsene	5	1	17302308
730852	7,5cm 35 cm	Unterarm Kind/Erwachsene	5	1	17302314
730853	7,5 cm x 50 cm	Unterschenkel Kind / Arm Erwachsene	5	1	17302337
730854	10 cm x 55 cm	Unterschenkel Erwachsene	5	1	17302277
730855	12,7 cm x 90 cm	Bein kräftig Erwachsene	5	1	17302320
730856	12,7 cm x 55 cm	Unterschenkel kräftig Erwachsene	5	1	18270823

Produktinformationen

Indikationen

- Stützverband bei Frakturen und Sehnenentzündungen
- Zirkuläre Ruhigstellung von Extremitäten bei Distorsionen, Radiusfrakturen, Scaphoidfrakturen, Ellenbogenfrakturen, Oberschenkelfrakturen, Weichteilverletzungen, Sehnenverletzungen etc.

Produktzusammensetzung

- 100% Polyesterfasern
- Mit Polyurethanharz beschichtet

Empfohlene Zusatzprodukte

- Schere und Handschuhe

Produkthinweise

- Lagerung: Bei 15°C – 30°C trocken lagern



KREWI-CAST® SPLINT

Der KREWI-cast Splint mit seinem Kern aus einem Polyester-Meshgewebe, bietet nicht nur hervorragende Flexibilität, sondern ist auch besonders stabil. Diese Stabilität gewährleistet eine zuverlässige Unterstützung und Immobilisierung, während die Flexibilität eine präzise Anpassung an die Körperkonturen ermöglicht, ohne die Sicherheit und den Komfort des Patienten zu beeinträchtigen.

Produktinformationen

Indikationen

- Ruhigstellung und Stützung von Extremitäten bei Distorsionen, Weichteilverletzungen, Kapsel-, Band- oder Sehnenverletzungen

Produktzusammensetzung

- Gepolsterete Schiene aus 100% Polyesterfasern

Empfohlene Zusatzprodukte

- KREWI-Idealbinde®
- KREWI-mull haft® color
- KREWI-ideal® color
- KREWI-tex®

Produkthinweise

- Lagerung: Bei 15°C – 30°C trocken lagern



**Gepolsterete Schiene
aus 100% Polyesterfasern
& röntgenstrahlendurchlässig**

Produktvariationen

KREWI-cast Splint PRE-CUT

ART.NR.	GRÖÖE	BREITE/LÄNGE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
766000	1	5cm x 30cm	5	1	19792558
766001	2	7,5cm x 30cm	5	1	19792564
766003	3	7,5cm x 60cm	5	1	19792587
766002	4	10cm x 40cm	5	1	19792570
766004	5	10cm x 65cm	5	1	19792593

KREWI-cast Splint METERWARE

ART.NR.	GRÖÖE	BREITE x LÄNGE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
766010	2	5cm x 450cm	1	1	19792618
766011	3	7,5cm x 450cm	1	1	19792624
766012	4	10cm x 450cm	1	1	19792630
766013	5	12,5cm x 450cm	1	1	19792647
766014	6	15cm x 450cm	1	1	19792653

**JETZT KOSTENLOS
MUSTER BESTELLEN!**





Besonders flexibles Material



Polster lässt sich öffnen und schließen

Produktvorteile

Stabil & Komfortabel für die optimale Ruhigstellung

Der KREWI-cast Splint bietet mit seinem Polyester-Meshgewebe eine maßgeschneiderte, komfortable Unterstützung, die sich perfekt an die Körperkonturen anpasst. Durch seine stabile Konstruktion gewährleistet er effektive Immobilisierung, minimiert Druckstellen und macht ihn zur idealen Wahl für eine optimale Ruhigstellung.


100% Polyester für mehr Komfort

Der KREWI-cast Splint glasfaserfrei und umweltschonend, vermeidet scharfe Kanten für höchste Patientensicherheit. Der 100% Polyesterkern ermöglicht ein einfaches, klebefreies Zuschneiden, was die Anpassung erleichtert. Diese Eigenschaften machen ihn zur idealen Wahl für eine sichere und komfortable Unterstützung ohne Kompromisse bei der Anwendung.

Wasserabweisend –
Minimierung von Hautmazeration




Polyester Meshgewebe




Verpackung öffnen

Um ein optimales Anlegen des NEAL PRE-CUT SPLINTS SP gewährleisten zu können und um Verklebungen zu vermeiden, ist die Verwendung von Handschuhen notwendig. Legen Sie dem Patienten zuerst einen Unterzug an. Wählen Sie die passende Größe des Castverbandes für die entsprechende Extremität und öffnen Sie die Verpackung an der gekennzeichneten Stelle.




Verpackung öffnen

Ziehen Sie die Schiene auf die gewünschte Länge heraus und schneiden Sie diese ab. Falten Sie das Ende der Verpackung und befestigen Sie es vollständig mit der mitgelieferten Klammer. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Falten vorhanden sind.



In Wasser eintauchen

Tauchen Sie den KREWI-cast Splint 10 Sekunden lang in sauberes Wasser. Das Wasser sollte Raumtemperatur (20 -25°C) haben.




Überschüssiges Wasser herausdrücken

Drücken Sie ein paar Mal überschüssiges Wasser heraus.



Castverband anlegen

Rollen Sie die Schiene mit einem Handtuch auf oder gehen Sie mit einem handelsüblichen Papiertuch über den Splint, um überschüssiges Wasser zu entfernen.



Castverband formen

Tragen Sie die Schiene auf den verletzten Bereich auf und sichern Sie die Schiene mit einem Verband.

KREWI: Castverbände



✓
BEREITS NACH
5 MINUTEN
FORMSTABIL

✓
SCHNELLE
EINSATZBEREITSCHAFT

✓
BEREITS NACH
15 MINUTEN
VOLLSTÄNDIG
TROCKEN



Keine scharfen Kanten



Kein Verkleben



Schnelle Einsatzbereitschaft



Glasfaserfrei



Röntgenstrahldurchlässig



Polster auf- und zumachbar

ANLAGEMÖGLICHKEITEN

VARIANTEN

Dorsal-Ventrale
Handgelenkschiene



Daumenschiene



Fingerschiene/
Intrinsic Plus



Handgelenkschiene



Oberarmschiene
geschwungen



Oberarmschiene



Unterschenkel-
schiene



L - Schiene



METERWARE (4,5M LÄNGE)

Breite:

5cm, 7,5cm, 10cm, 12,5cm, 15cm

PRE-CUT (5 SPLINTS IN EINER PACKUNG)

Breite:

5cm x 60cm

7,5cm x 30cm, 7,5cm x 60cm

10cm x 40cm, 10cm x 65cm

12,5cm x 70cm



Finger- und Zehenverbände

Unsere Finger- und Zehenverbände sind einfach anzuwenden und helfen bei der effektiven Behandlung von Fingererkrankungen wie beispielsweise Arthritis, Schwanenhalsdeformität, Strecksehnenruptur, Triggerfinger oder Mallet-Finger.



Leicht anwendbar, leicht anpassbar, klein und bequem zu tragen.

leicht anwendbar & anpassbar
effektive Behandlungsmethode
hoher Tragekomfort





550.000

550.000 Menschen in Deutschland
sind an rheumatoider Arthritis erkrankt.⁽²⁾

**HELFEN SIE IHREM PATIENTEN EFFEKTIV MIT UNSEREN
HOCHWERTIGEN UND LEICHT ANZUWENDEN
FINGER- UND ZEHENVERBÄNDEN!**

(2) Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V (2021): Rheuma in Zahlen. Online unter: <https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen>

KREWI: Finger- und Zehenverbände

KREWI® Fingerverband ECO



Anwendungsgebiete:

Die KREWI Fingerverbände ECO bestehen aus einer Kombination von weichem Gewebe (außen) und Schaumstoff (innen). Somit stellen die KREWI Fingerverbände ECO eine bequeme und wirtschaftliche Alternative gegenüber Tape und bieten eine sichere und angenehme Ruhigstellung von Fingergelenken.

ART.NR.	GRÖßE	BREITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
780001	schmal	1,27 cm	25	1	18129740
780002	mittel	1,9 cm	25	1	18129757
780003	breit	2,5 cm	25	1	18129763

KREWI® Zehenverband ECO



Anwendungsgebiete:

Die KREWI Zehenverbände ECO sind schmal und können mühelos im Schuh getragen werden. Verwenden Sie KREWI Zehenverbände ECO als unkomplizierte Alternative zum Zügelverband!

ART.NR.	GRÖßE	BREITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
780004	schmal	2,2 cm	25	1	18129792
780005	breit	3,1 cm	25	1	18129800

3pp® Oval-8 Anstaltspackung (AP)



Anwendungsgebiete:

Oval-8 Fingerschienen sind eine einfache, effektive Behandlung für eine Vielzahl von Finger-Verletzungen. Die Anstaltspackung ist eine sortierte Grundausrüstung in den Größen 2 bis

15 dazu eine kleine Lampe zur Größenerkennung. Bei allen Arten von Finger-Verletzungen wie zum Beispiel Arthritis, Verstauchungen, Schwanenhalsdeformität, Hypermobilität, Frakturen sowie zur Vorbeugung von Kontrakturen und Überdehnungen.

ART.NR.	GRÖßE	INHALT	BEZEICHNUNG	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
771008	2-15	44 Schienen	Alle Größen	44	1	06711162
771220	3-7	15 Schienen	Kinder	15	1	06473389

3pp® Oval-8 Größenbestimmung



Anwendungsgebiete:

Bei allen Arten von Finger-Verletzungen wie zum Beispiel Arthritis, Verstauchungen, Schwanenhalsdeformität, Hypermobilität, Frakturen sowie zur Vorbeugung von Kontrakturen und Überdehnungen. Die Wahl der richtigen Größe Oval-8 geht schnell und einfach.

ART.NR.	GRÖßE	BEZEICHNUNG	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)
771200	2-15	Größenbestimmungssatz	1	1

3pp® Oval-8 Nachfüllpackung

Anwendungsgebiete:

Fingerverletzungen, Arthritis, Verstauchungen, Schwanenhals-Deformität, Hypermobilität, Frakturen sowie zur Vorbeugung von Kontrakturen und Überdehnungen. Nachfüllpackungen mit je 5 Oval-8 Fingersplints einer Größe.



ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
771102	2	5	1	06711179
771103	3	5	1	06711185
771104	4	5	1	06711191
771105	5	5	1	06711216
771106	6	5	1	06711222
771107	7	5	1	06711239
771108	8	5	1	06711245
771109	9	5	1	06711251
771110	10	5	1	06711268
771111	11	5	1	06711274
771112	12	5	1	06711280
771113	13	5	1	06711297
771114	14	5	1	06711305
771115	15	5	1	06711311

3pp® Buddy Loops Fingerverband



ART.NR.	GRÖßE	BREITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
771302	schmal	1/2" - 1,27 cm	25	1	06711328
771312	breit	1" - 2,5 cm	25	1	06711340
771315	mittel	3/4" - 1,9 cm	25	1	01142021

Anwendungsgebiete:

3pp Buddy Loops sind eine saubere, wirtschaftliche Alternative gegenüber Tape und bieten sicheren, wiederverwendbaren Fingerschutz. Ideal bei Verstauchungen und kleineren Frakturen.

3pp® Toe Loops Zehenverband



Anwendungsgebiete:

Ideal zur Korrektur von schiefen oder gedrehten Zehen. Dämpft den Druck auf Schwellungen und Abschürfungen.

ART.NR.	GROSS	BREITE	BEZEICHNUNG	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
771402	schmal	4,1 cm x 2,2 cm	Box / 25 Stück	25	1	06711363

KREWI: Finger- und Zehenverbände

KREWI® Zwillingsverband




Anwendungsgebiete:

Der KREWI Zwillingsverband eignet sich zur Mobilisierung/Immobilisierung der Finger bei Gelenkerkrankungen oder zur konservativen Versorgung von Frakturen.

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖßE	LÄNGE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
150101	KREWI® Finger Zwillingsverband Packung à 25 Stück	S	10 cm	25	1	06473455
150102		M	10 cm	25	1	06473478
150103		L	10 cm	25	1	06473484
150111	KREWI® Finger Zwillingsverband Packung à 2 Stück	S	1 Meter	25	1	06473490
150112		M	1 Meter	25	1	06473509
150113		L	1 Meter	25	1	06473521

Chrisofix® - Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder) - Standard



Anwendungsgebiete:

Zur Fixierung des PIP- und DIP-Gelenks nach Überlastungen, Verletzungen, Bänderzerrungen und nach bestimmten Frakturen oder im Falle von degenerativen Zuständen/ Arthritis (auch bei rheumatoider Arthritis, Gicht, Autoimmunerkrankungen).

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320000	XXXS	1	1	09913877
320006	XXXS	10	1	01499295
320001	XXS	1	1	09913860

Chrisofix® - Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar - Standard



Anwendungsgebiete:

Die Chrisofix® Fingerschiene fixiert die DIP- und PIP-Gelenke der Finger in einer angemessenen und erwünschten Position, während sie dank ihres innovativen Designs gleichzeitig Stabilität, Komfort und genaue Passform gewährleistet.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320002	S	1	1	09913825
320010	S	10	1	09913883
320003	L	1	1	09913819
320011	L	10	1	09913854
320004	XL	1	1	09913831
320012	XL	10	1	09913848

Chrisofix® Fingerendgelenkschiene (DIP) Standard



Anwendungsgebiete:

In bestimmten Fällen bei Verletzungen oder degenerativen Zuständen/Arthritis, Frakturen der Fingerkuppen, Verletzungen der Strecksehnen der Fingerkuppen, Arthritis oder Schmerzen im Fingerendgelenk.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320020	S	1	1	09913736
320030	S	10	1	09913742
320021	M	1	1	09913707
320031	M	10	1	09913713
320022	L	1	1	09913682

Chrisofix® Fingerendgelenkschiene (DIP) Standard (Überlappend)



Anwendungsgebiete:

Dank des innovativen Designs der Chrisofix® Fingerendgelenkschienen sichern diese eine angemessene Position und Stabilität, während diese gleichzeitig Komfort, Freiheit der benachbarten Gelenke und einen präzisen Sitz gewährleisten.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320040	S	1	1	09913802
320050	S	10	1	09913771
320041	M	1	1	09913794
320051	M	10	1	09913765
320042	L	1	1	09913788
320052	L	10	1	09913759

Chrisofix® - Fingerendgelenkschiene (DIP) - Premium



Anwendungsgebiete:

In bestimmten Fällen bei Verletzungen oder degenerativen Zuständen/Arthritis, Frakturen der Fingerkuppen, Verletzungen der Strecksehnen der Fingerspitzen oder Schmerzen im Endgelenk des Fingers.

Dank des innovativen Designs der Chrisofix® Fingerschiene sichern Sie eine angemessene Positionierung und Stabilität und gewährleisten gleichzeitig Komfort, Gelenkfreiheit und Passgenauigkeit.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320036	S	10	1	18172859
320037	M	10	1	18172865
320038	L	10	1	18172871

Chrisofix® - Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar - Premium



Anwendungsgebiete:

Diese Fingerschiene eignet sich zur Ruhigstellung der Finger (II-V) bei Verletzungen, entzündlichen (z.B. Panaritium) wie degenerativen Erkrankungen und/oder nach Operationen im Bereich der distalen und mittleren Phalangen und des Interphalangealgelenks. Dank der aluminiumverstärkten Bänder wird dem Anwender ein hervorragender Halt der Fingerschiene geboten. Somit ist eine zusätzliche Fixierung der Fingerschiene nicht notwendig.

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320015	XXXS	10	1	18172753
320016	XXS	10	1	18172776
320017	S	10	1	18172807
320018	L	10	1	18172813
320019	XL	10	1	18172842

Chrisofix® - Fingerschiene & Fingerendgelenkschiene Bausatz - Standard



Anwendungsgebiete:

Zur Notfall- und Erstversorgung. Für die Immobilisation des PIP und DIP Gelenks.

- Schnelle und einfache Anpassung an das Gelenk
- Bei Anschwellung nachzuformen
- Von Hand waschbar mit Seife, danach lufttrocknen
- 60 Stück im Größenmix
- Mit Pflasterstreifen zu befestigen

Inhalt:

10 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Standard – S
 10 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Standard – M
 5 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Standard – L
 5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder klein)) – Standard - XXXS
 5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder gross) – Standard – XXS
 10 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Standard - S
 10 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Standard - L
 5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Standard - XL

Chrisofix® - Fingerschiene & Fingerendgelenkschiene Bausatz - Premium



Anwendungsgebiete:

Zur Notfall- und Erstversorgung und für die Immobilisation.

- Schnelle und einfache Anpassung an das Gelenk
- Bei Anschwellung nachzuformen
- Von Hand waschbar mit Seife, danach lufttrocknen
- 60 Stück im Größenmix
- Mit Verstärkungen für besseren Halt


Inhalt:

10 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Premium - S
 10 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Premium - M
 5 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Premium - L
 10 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder klein) – Premium - XXXS
 10 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder gross) – Premium - XXS
 5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Premium - S
 5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Premium - L
 5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Premium - XL

ART.NR.	BEZEICHNUNG	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320055	Fingerschienen Anstaltspackung	60	1	01499935

ART.NR.	BEZEICHNUNG	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320057	Fingerschienen Anstaltspackung	60	1	18172888

Die Chrisofix[®] Fingerschienen bieten eine hervorragende Stabilität und gewährleisten eine exakte Passform.



- 1. Textil-Klettbänder**
- 2. Hochwertiger medizinischer Klettverschluss**
- 3. Lamierte medizinische Baumwollbeschichtung (perforiert)**
- 4. Perforierter und atmungsaktiver medizinischer Polyethylenschaum**
- 5. Gewellter Aluminiumkern**
- 6. Lamierte Veloursbeschichtung (perforiert)**

Chrisofix® Orthesen

Die Vorteile von Chrisofix Orthesen

- Vorgeformt und somit sofort anwendbar
- Können wiederholt für denselben Patienten angepasst werden
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Hohe Stabilität und luftdurchlässig durch Perforationen
- Zur Notfall- und Sofortversorgung
- Viele Orthesen als Hilfsmittel verordnungsfähig



Sie sparen Zeit und Kosten
durch eine schnelle
einfache Anwendung

87%

87% der Patienten geben an, dass Orthesen ausschlaggebend für Schmerzlinderungen sind!
Dabei verwenden 6 von 10 Patienten ihre Orthese beinahe täglich.³

(3) Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e. V. (2014), Elastische Bandagen und Orthesen: Versorgungsrealität und Produktzufriedenheit – Ergebnisse einer repräsentativen Patientenbefragung

Chrisofix® MP-Gelenk-Orthese



Anwendungsgebiete:

Für die Erste Hilfe (Sportverletzungen) und Erstversorgung. Isolierte Fixierung (ohne Beteiligung des Handgelenks) der Grundgelenke (MCP-Gelenke) der Finger II-IV mit Fixierung der proximalen interphalangealen (PIP)

und distalen interphalangealen (DIP)-Gelenke bei Verletzungen, Distorsionen, Entzündungen (z. B. Nagelbettentzündung), degenerativen Erkrankungen und nach Operationen.

Chrisofix® Mittelhandknochen-V-Fraktur-Orthese



Anwendungsgebiete:

Ruhigstellung des 5. Mittelhandknochens einschließlich des Mittelhandgelenks (MP) und des Karpometakarpalgelenks (CMP) nach Verletzungen, Distorsionen der Region und Frakturen des 5. Mittelhand-

knochens, nach einer Operation und einer anfänglichen Fixierung mit Pariser Gips. Rehabilitation nach einer Operation oder nach einer Fraktur Behandlung.

Premium Version - Mit Standardklett

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320090	XXS	beidseitig	1	1	13580335
320091	S	beidseitig	1	1	13580341
320092	L	beidseitig	1	1	13580358

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320094	S	beidseitig	1	1	17560051
320096	M	beidseitig	1	1	17560074
320098	L	beidseitig	1	1	17560097

Hilfsmittelnummer: 23.07.01.0009



Aluminiumklett

Im Gegensatz zu den normalen Klettbandern, wird das Aluminiumklett mit einem Aluminiumstreifen verstärkt. Es führt zu einem stabileren halt.

Chrisofix® - Ulnare Handgelenk Orthese



Anwendungsgebiete:

Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes (MCP) bei Verletzungen. Distorsion, z.B. Sklers Daumen. Teilweise Ruhigstellung des Daumensattelgelenks, empfohlen für den täglichen Gebrauch. Darüber hinaus wird sie für verschiedene MCP-Verletzungen des Daumens, Distorsionen, Rehabilitation nach Frakturen oder als Ergänzung zu geeigneten chirurgischen Eingriffen am Daumen-MCP, je nach Ermessen des Chirurgen.

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320085	S	beidseitig	1	1	17559993
320086	M	beidseitig	1	1	17560022
320087	L	beidseitig	1	1	17560039

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4034

Chrisofix® - Orthese für Paresen (Handgelenk & Hand & Daumen)



Anwendungsgebiete:

Fixierung und Ruhigstellung des Handgelenks, der Hand, der Finger und des Daumens nach Verletzungen (z.B. Distorsion), Operationen und initialer Fixierung mit Gips. Konservative Behandlung bei Sehnenentzündungen, Entzündungen und degenerativen Erkrankungen des Handgelenks, der Hand, der Finger und des Daumens und sogar als Ruheschiene. Rehabilitationsphase nach Handoperationen. Für Patienten mit Paresen des Handgelenks, der Finger und der Daumen empfohlen.

Premium Version - Mit Standardklett

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320240	XS	links	1	1	17560105
320230	XS	rechts	1	1	17560140
320241	S	links	1	1	17560111
320231	S	rechts	1	1	17560157
320242	M	links	1	1	17560128
320232	M	rechts	1	1	17560163

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.3010

Chrisofix® Karpaltunnelsyndrom- Orthese - (Nachtschiene)

Anwendungsgebiete:



Die Chrisofix® Karpaltunnelsyndrom-Nachtschiene dient der Ruhigstellung des Handgelenks in einer angemessenen Position, um während der Nacht die Symptome des Karpaltunnelsyndroms zu lindern. Das Tragen dieser Orthese wird auch bei einer Tendosynovitis, Arthritis und anderen degenerativen Zuständen des Handgelenks empfohlen. Im Falle von Schmerzen oder Verletzungen des Handgelenks (z. B. Verstauchung, Distorsion der Bänder, usw.) oder sogar nach Operationen am Handgelenk oder Entfernung eines Gipsverbandes. Die Nachtorthese bietet ein hohes Maß an Stabilität und eine angemessene Ruhigstellung, die für die Behandlung erforderlich ist.

Das Tragen dieser Orthese wird auch bei einer Tendosynovitis, Arthritis und anderen degenerativen Zuständen des Handgelenks empfohlen. Im Falle von Schmerzen oder Verletzungen des Handgelenks (z. B. Verstauchung, Distorsion der Bänder, usw.) oder sogar nach Operationen am Handgelenk oder Entfernung eines Gipsverbandes. Die Nachtorthese bietet ein hohes Maß an Stabilität und eine angemessene Ruhigstellung, die für die Behandlung erforderlich ist.

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320210	S	links	1	1	17559705
320200	S	rechts	1	1	17559734
320211	M	links	1	1	17559711
320201	M	rechts	1	1	17559740
320212	L	links	1	1	17559728
320202	L	rechts	1	1	17559757

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.5017

Premium Forte-Version - Mit Aluminiumklett

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320534	XS	links	1	1	17586406
320530	XS	rechts	1	1	17586470
320535	S	links	1	1	17586435
320531	S	rechts	1	1	17586487
320536	M	links	1	1	17586441
320532	M	rechts	1	1	17586493

Chrisofix® Universelle Ruheorthese - (Nachtschiene)



Anwendungsgebiete:

Fixierung oder Ruhigstellung des Handgelenks, der Hand und der langen Finger nach Verletzungen (z.B. Distorsion), Operationen und initialer Fixierung mit

Gips. Konservative Behandlung bei Sehnenentzündungen, entzündlichen wie degenerativen Erkrankungen des Handgelenks, der Hand und Finger, und sogar als Ruheschiene. Rehabilitationsphase nach Handoperationen.

Premium Version - Mit Standardklett

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320220	XXXS	beidseitig	1	1	17560223
320221	XXS	beidseitig	1	1	17560192
320222	XS	beidseitig	1	1	17560246
320223	S	beidseitig	1	1	17560200
320224	M	beidseitig	1	1	17560275

Premium Forte-Version - Mit Aluminiumklett

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320507	XXXS	beidseitig	1	1	17586694
320508	XXS	beidseitig	1	1	17586725
320509	XS	beidseitig	1	1	17586731
320510	S	beidseitig	1	1	17586748
320511	M	beidseitig	1	1	17586754

Chrisofix® Dorsale Handgelenkschiene



Anwendungsgebiete:

Das Tragen dieser Orthese wird auch bei Tendovaginitis, Arthritiden und anderen degenerativen Zuständen empfohlen. Im Falle von Schmerzen oder Verletzungen des Handgelenks (z.B. Verstauchung, Distorsion der Bänder usw.) oder sogar nach Operationen am Handgelenk oder Entfernung eines Gipsverbandes.

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320551	S	beidseitig	1	1	18019307
320553	M	beidseitig	1	1	18019336

Chrisofix® Daumenmetacarpal-Orthese



Anwendungsgebiete:

Die Chrisofix® Daumenmetacarpal-Orthese kann bei Verletzungen, Distorsionen des Daumens (z.B. bei Skidaumen) sowie zur postoperativen Versorgung verwendet werden.

Die Chrisofix Daumengrundgelenk Orthese hält und stützt das Daumengrundgelenk. Zu den Eigenschaften zählen die verstellbare Daumenfassung und ein aluminiumverstärkter Gurt. Die Greiffunktion bleibt erhalten.

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320070	XXS	beidseitig	1	1	12473531
320071	S	beidseitig	1	1	12473548
320072	M	beidseitig	1	1	12473554
320073	L	beidseitig	1	1	12473560

Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1029

Chrisofix[®] Daumenorthese- Skidaumen



Anwendungsgebiete:

Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes (MCP) bei Verletzungen. Distorsion, z.B. Skiers Daumen. Teilweise Ruhigstellung des Daumensattelgelenks, empfohlen für den täglichen Gebrauch. Darüber hinaus wird sie für verschiedene MCP-Verletzungen des Daumens, Distorsionen, Rehabilitation nach Frakturen oder als Ergänzung zu geeigneten chirurgischen Eingriffen am Daumen-MCP, je nach Ermessen des Chirurgen.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖÖE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320500	S	rechts	1	1	17559993
320503	S	links	1	1	17559964
320501	M	rechts	1	1	17560022
320504	M	links	1	1	17559970
320502	L	rechts	1	1	17560039
320505	L	links	1	1	17559987

Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1029

Chrisofix[®] Daumen-Sattelgelenk-Orthese - (Nachtschiene)




Anwendungsgebiete:

Die Daumen-Sattelgelenk-Nachtschiene dient der Fixierung des Daumengrundgelenks (MCP) und des Sattelgelenks (CMC). Sie kann auch bei Sattelgelenkarthrose in der Nacht zur Schienung und auch zur Fixierung des Mittelhandknochens des Daumens oder des Sattelgelenks nach Verletzungen, Verstauchungen oder sogar in der Rehabilitationsphase nach Frakturen verwendet werden. Sie kann auch als ergänzende Behandlung zu Operationen des Daumenmittelhandknochens (Benett, Rolando, Winterstein-Frakturen) eingesetzt werden.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖÖE	SEITE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
320113	S	rechts	1	1	17559846
320116	S	links	1	1	17559875
320114	M	rechts	1	1	17559852
320117	M	links	1	1	17559906
320115	L	rechts	1	1	17559869
320118	L	links	1	1	17559912

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.2021




Luftdurchlässig

Die perforierte und leichte Struktur sorgt für Atmungsaktivität und verhindert Schwitzen und Juckreiz.

Hygienisch & waschbar

Chrisofix-Orthesen bieten mehr Komfort bei der täglichen Hygiene. Die Schienen können innerhalb weniger Minuten abgenommen, gewaschen und wieder angelegt werden.



ZUBEHÖR RUHIGSTELLENDEN VERBÄNDE

Passend zu unserem breiten Sortiment an ruhigstellenden Verbänden, bieten wir Ihnen weitere Zubehörprodukte an. Diese sind bei der Anlage von ruhigstellenden Verbänden hilfreich bzw. sogar notwendig.





Wählen Sie beispielsweise zwischen
Polstern, Unterzügen, Gehsohlen oder
vorgeschnittenen Verbandstoffen!

POLSTER UND UNTERZÜGE

KREWI-flex® soft



Anwendungsgebiete:

Zur Unterpolsterung bei Schienenverbänden sowie zur Unterpolsterung von Verbänden.

Eigenschaften/Material:

- Stapelfaser-Nadelvliesstoff aus 100% Polyesterfasern ungebleicht
- Maximaler Komfort
- 80 % Dehnung

ART.NR.	BREITE	LÄNGE	VPE (Stück/Karton)	VE (Karton)	PZN
641206	6cm	3m	12	1	10345792
641210	10cm	3m	12	1	10345800
640001	6 cm	3m	108	1	18266810
640002	10 cm	3m	72	1	18266827

Orthopädische Polsterung (unsteril)



Anwendungsgebiete:

Zur Unterpolsterung bei Schienenverbänden

Eigenschaften/Material:

- Hohe Anpassungsfähigkeit
- 80 % Dehnung
- Polyester bzw. Naturfasern

ART.NR.	BREITE	BEZEICHNUNG	VPE (Stück/Karton)	VE (Karton)	PZN
643007	7,5 cm	Synthetisch (Polyester)	12	1	16668131
643010	10 cm	Synthetisch (Polyester)	12	1	16668125
643015	15 cm	Synthetisch (Polyester)	12	1	16668094
642007	7,5 cm	Natürlich (Naturfaser)	12	1	16668160
642010	10 cm	Natürlich (Naturfaser)	12	1	16668154

KREWI-fast®



Anwendungsgebiete:

Optimale Fixierung, als Unterzug für Gipsverbände und selbstklebende Binden, als Abdeckung und Salbenschutzverband verwendbar.

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Widerstandsfähig gegen Salben
- Farbcodiert
- 92% Viskose / 5% Elastan / 3% Polyamid

ART.NR.	BREITE	LÄNGE	FARBKODIERUNG	VPE (Stück/Karton)	VE (Karton)	PZN
230001	3,5 cm	10 m	rot	1	1	06711044
230002	5,5 cm	10 m	grün	1	1	06711050
230003	8 cm	10 m	blau	1	1	06711067
230004	10,75 cm	10 m	gelb	1	1	06711073
230005	17,5 cm	10 m	beige	1	1	06711096

KREWI-frottier® Polsterschlauch Meterware



Anwendungsgebiete:

Zur Polsterung bei Gips-,
Cast- und KREWI-fract Verbänden.

Eigenschaften/Material:

- Röntgenstrahlendurchlässig
- Wasserabweisend
- Hoher Tragekomfort
- 93 % Baumwolle / 7% Polyamid/ Elasthan

ART.NR.	GRÖßE	LÄNGE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
190004	extra klein	10 m	1	1	06710116
190006	klein	10 m	1	1	06710122
190008	mittel	10 m	1	1	06710139
190010	groß	10 m	1	1	06710145
190012	extra groß	10 m	1	1	06710151

KREWI-frottier® Polsterschlauch



Anwendungsgebiete:

Zur Polsterung bei Gips-, Cast- und KREWI-fract Verbänden.

Eigenschaften/Material:

- Sehr angenehm auf der Haut
- 93% Baumwolle / 7% Elastan
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Wasserabweisend
- Hoher Tragekomfort

ART.NR.	GRÖßE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
190022	Unterarm Naviculare universal Packung à 10 Stück	10	1	16486401
190021	Unterarm Naviculare extra lang Packung à 5 Stück	5	1	17301042
190032	Oberarm universal Packung à 5 Stück	5	1	17301007

POLSTER UND UNTERZÜGE

KREWI® Stockinette Meterware

**Anwendungsgebiete:**

Als Unterzug für
ruhigstellende Verbände.

Eigenschaften/Material:

- 98% Baumwolle / 2% Lycra
- Röntgenstrahlendurchlässig
- wasserabweisend
- hoher Tragekomfort

ART.NR.	GRÖßE	LÄNGE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
190106	klein	10 m	1	1	06710211
190108	mittel	10 m	1	1	06710228
190110	groß	10 m	1	1	06710234
190112	extra groß	10 m	1	1	06710240

KREWI® Stockinette

**Anwendungsgebiete:**

Zur Polsterung bei Gips-, Cast- und KREWI-fract Verbänden.

Eigenschaften/Material:

- 98% Baumwolle / 2% Lycra

ART.NR.	GRÖßE	LÄNGE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
190116	klein	18 cm	5	1	17301875
190118	mittel	35 cm	5	1	17301869
190120	groß	45 cm	5	1	17301852
190122	extra groß	60 cm	5	1	17301881

KREWI-tricot®



Anwendungsgebiete:

Unterzugverband für Gips- und Castverbände,
als Salbenschutzverband.

Eigenschaften:

- 100% Baumwolle
- Wasserabweisend

ART.NR.	GRÖSSE	BREITE	LÄNGE	FORMAT	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
220001	1	1,5 cm	20 m	Finger / Zehen	1	1	01141234
220002	2	2,5 cm	20 m	Finger / Hand klein	1	1	01141257
220003	3	4 cm	20 m	Arm klein	1	1	01141286
220005	5	6 cm	20 m	Arm / Unterschenkel	1	1	01141352
220006	6	8 cm	20 m	Bein	1	1	01141518
220007	7	10 cm	20 m	Oberschenkel	1	1	01141530
220009	9	12 cm	20 m	Rumpf klein / Kopf	1	1	01141553
220011	T1	16 cm	20 m	Rumpf normal	1	1	01141582
220012	T2	22 cm	20 m	Rumpf groß	1	1	01141607

Gehsohle



Anwendungsgebiete:

Zur Anwendung bei Gehgipsverbänden.

Inhalt:

5 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖSSE	VPE (Stück/ Karton)	VE (Karton)	PZN
866100	extra klein	2	1	11336401
866101	klein	2	1	11336418
866102	mittel	2	1	11336424
866103	groß	2	1	11336430
866104	extra groß	2	1	11336447

THERAPIE KNETE

Die AFH TheraPIE Knete ist in 8 unterschiedlichen Widerständen/Stärken erhältlich. Die Menge richtet sich nach dem Übungszweck, bzw. des auszuführenden Trainingsprogramms.

Durch diese Vielfalt sind umfangreiche therapeutische Fingerübungen sowie Handübungen möglich. Je nach Therapieanwendung bzw. Therapieziel/Übungsgrad lassen sich diverse Knetbewegungen für Finger und Hand umsetzen. Therapieknete wird in der Ergotherapie oder Physiotherapie eingesetzt.

Das Produkt entspricht der Medical Device Regulation (MDR) Verordnung (EU) 2017/745.

TheraPIE Knete MINI 15g



Anwendung:

Bei Beeinträchtigung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten sowie zur Kräftigung der Hände und Finger nach Verletzungen, Unfällen und Operationen. Auch für Rheumatiker geeignet.

Eigenschaften:

- Geruchsarm
- Nicht abfärbend
- Antimikrobiell

ART.NR.	INHALT	FARBEKODIERUNG	WIDERSTAND	VE
740002	15 g	creme	extra weich	1
740003	15 g	hell beige	sehr weich	1
740004	15 g	beige	weich	1
740005	15 g	gelb	mittel weich	1
740006	15 g	rot	mittel fest	1
740007	15 g	grün	fest	1
740008	15 g	blau	sehr fest	1
740009	15 g	schwarz	extra fest	1

TheraPIE Knete 85g



Anwendung:

Bei Beeinträchtigung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten sowie zur Kräftigung der Hände und Finger nach Verletzungen, Unfällen und Operationen. Auch für Rheumatiker geeignet.

Eigenschaften:

- Geruchsarm
- Nicht abfärbend
- Antimikrobiell

ART.NR.	INHALT	FARBEKODIERUNG	WIDERSTAND	VE
740010	85 g	creme	extra weich	1
740011	85 g	hell beige	sehr weich	1
740012	85 g	beige	weich	1
740013	85 g	gelb	mittel weich	1
740014	85 g	rot	mittel fest	1
740015	85 g	grün	fest	1
740016	85 g	blau	sehr fest	1
740017	85 g	schwarz	extra fest	1



Sicherheitshinweis

Das Produkt enthält 2 bis 2,5% Bor. Nicht für den Verzehr geeignet. Kinder nur unter Aufsicht damit trainieren lassen. Nur mit intakter Haut trainieren, vorhandene Wunden sind mit einem Pflaster abzudecken.

ORFIT

Unsere gesamten Schienenmaterialien sind von höchster Qualität und entsprechend Standards wie beispielsweise der ISO 13485. Es ist unser Ziel, Ihnen Lösungen für alle Ihre Schienenanforderungen anzubieten.

Ideal für die Anwendung bei traumatischen und orthopädischen Erkrankungen.



schnell & einfach anmodellierbar

hoher Tragekomfort

stabil & atmungsaktiv

99%

Die Ergebnisse des Prüfverfahrens gemäß ISO 22196:2011 zeigten eine Reduzierung von Bakterien um 99,99% (bspw. von Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus aureus, Escherichia coli etc.) durch den Einsatz von Orfit-Schienen.

ORFICAST & ORFICAST MORE



3-Meter-Rolle



Memory Effekt



Atmungsaktiv

LEICHT MODELLIERBAR | VIELSEITIG ANWENDBAR | WIRTSCHAFTLICHE MATERWARE

Orficast ist ein einzigartiges, textilähnliches thermoplastisches Material für die Herstellung von Orthesen auf einer Rolle. Es bietet hohen Komfort für Ihre Patienten und ist sehr einfach zu handhaben. Eine große Auswahl an Breiten und Dicken ermöglicht es Ihnen, ein breites Spektrum an Indikationen zu versorgen.

Orficast-Rollenware erleichtert das schnelle Zuschneiden von Materialstreifen für Schienen und spart dadurch Zeit. Orthesen lassen sich leicht und ohne Vorlage herstellen. Verschiedene Breiten und Stärken decken viele klinische Anwendungen ab.



3-Meter-Rolle

Mit unserer Rollenware messen Sie das Material patientenindividuell aus und schneiden es einfach von der Rolle ab.



Memory Effekt

Das Handschienenmaterial hat einen starken Memory-Effekt und kehrt im Wasserbad in seine ursprüngliche Form zurück.




Atmungsaktiv

Das thermoplastische Strickgewebe ist atmungsaktiv und reduziert Hautmazerationen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUM ORFIT
PRODUKTSORTIMENT FINDEN SIE IN
UNSEREM WEBSHOP AUF:
WWW.KREWI-SHOP.DE





ORFICAST



ORFICAST MORE



ORFICAST[®]

ORFICAST[®] Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.	VE
1 Rolle	3 cm	Blau	737321	1
		Schwarz	737319	1
1 Rolle	6 cm	Blau	737323	1
		Schwarz	737325	1
		Orange	737327	1



ORFICAST[®] MORE

ORFICAST[®] MORE 6 cm - Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.	VE
1 Rolle	6 cm	Blau	737331	1
1 Rolle	6 cm	Schwarz	737333	1
1 Rolle	6 cm	Orange	737345	1

ORFICAST[®] MORE 15 cm - Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.	VE
1 Rolle	15 cm	Blau	737339	1
1 Rolle	15 cm	Schwarz	737341	1
1 Rolle	15 cm	Orange	737347	1

ORFICAST[®] MORE 30 cm - Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.	VE
1 Rolle	30 cm	Blau	737343	1

ORFIT PLATTENMATERIALIEN

Das gesamte thermoplastische Schienenmaterial von Orfit bietet sowohl Therapeuten als auch Patienten, bei der körperlichen Rehabilitation, die bestmögliche Versorgung an. Ohne viel Aufwand lassen sich diese Orthesen schnell an jedem Patienten passgenau anformen, so dass eine optimale Versorgung erfolgen kann.

Grundsätzlich besteht unsere breite Orfit-Produktpalette aus hochwertigen Thermoplasten, die Ihnen bei der Lösung Ihrer anspruchsvollsten Schienungsanforderungen zuverlässig und effizient helfen.

UNSERE BESTSELLER:



Orfilight NS

Orfilight NS ist ein einzigartiger, ultraleichter Thermoplast mit einer weichen, samtartigen Haptik und einer Antihaftbeschichtung, die unerwünschtes Verkleben während des Formens verhindert. Perfekt für eine mühelose Herstellung und zusätzlichen Patientenkomfort.



ORFIT COLORS NS

Mit Orfit Colors NS bringen Sie Farbe in die Therapie. Die Schienenmaterialien sind in metallischen und leuchtenden Farben erhältlich und lassen sich genauso einfach verarbeiten wie alle bewährten Orfit-Materialien.



ORFIT CLASSIC

Orfit Classic verfügt über hervorragende elastische und haftende Eigenschaften. Es ist hervorragend als Basis für verschiedene Befestigungen geeignet und bietet unbegrenzte Möglichkeiten für die Herstellung von sehr großen bis sehr kleinen Orthesen:



ORFIT ECO

Orfit Eco eignet sich hervorragend für die Herstellung großer und/oder starrer Orthesen. Es ist ein großartiges Material für Ellenbogen-, Unterarm-, Handgelenk-, Knöchel- und sogar Rückenstützen. Orfit Eco Black NS bietet eine unglaubliche Benutzerfreundlichkeit. Es verfügt über eine nicht klebende (NS) Beschichtung, im Gegensatz zu Orfit Eco, das eine gepuderte Oberfläche hat.



WEITERE INFORMATIONEN ZUM ORFIT
PRODUKTSORTIMENT FINDEN SIE AUF:

WWW.KREWI-SHOP.DE

ONLINE-SHOP HANDSCHIENENBAU

WWW.KREWI-SHOP.DE



**10%
GUTSCHEIN**
BEI REGISTRIERUNG
IM SHOP

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Artikel	EIGENSCHAFTEN					STÄRKE						Erhältlich in pre-cuts	Transparent wenn aktiviert
	Elas-tisch	Deh-nungs-arm	Drap-ierbar	Fle-xible	Tape	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,5 mm	3,2 mm	4,2 mm		
Orficast®					●								
Orfit® Classic Soft	●					●	●		●	●	●	●	●
Orfit® Classic Stiff	●									●	●		●
Orfit® NS Soft	●					●	●		●	●	●		●
Orfit® NS Stiff	●									●	●		●
Orfit® Colors NS	●									●		●	
Orfilight NS®	●					●			●	●		●	
Orfilight® Black NS	●					●			●	●		●	
Orfilight® Atomic Blue NS	●					●			●	●			
Aquafit® NS Soft	●					●			●	●			●
Aquafit® NS Stiff	●									●			●
Tecnofit®	●								●	●			●
Orfizip® NS	●									●		●	
Orfizip® Black NS	●									●		●	
Orfit® Eco		●							●	●		●	
Orfit® Eco Black NS		●							●	●		●	
Orfibrace® NS		●								●		●	
Orfit® CrystalNS				●				●		●			●

DEHNFESTIGKEIT			FORMGEDÄCHTNIS				DRAPIERFÄHIGKEIT			NS-Beschichtung	Aktivierungs-temp.	Bearbeitungsdauer	Aushärtezeit
Niedrig	Mäßig	Hoch	Niedrig	Mäßig	Hoch	Voll	Niedrig	Mäßig	Hoch				
	●					●			●		65°C	1-1,5 Min	3-3,5 Min
	●					●		●			65°C	1-2 Min	1-6 Min
		●				●	●				65°C	2-3 Min	6-10 Min
	●					●		●		●	65°C	1-2 Min	2-6 Min
		●				●	●			●	65°C	2-3 Min	6-9 Min
	●					●		●		●	65°C	1-3,5 Min	3,5-9 Min
	●				●	●		●		●	65°C	1-2,5 Min	2-4 Min
	●				●			●		●	65°C	1-2,5 Min	2-4 Min
	●				●			●		●	65°C	1-2,5 Min	2-4 Min
	●					●		●		●	65°C	1-2,5 Min	3-6 Min
		●				●	●			●	65°C	1,5-2,5 Min	8-9,5 Min
		●				●	●				65°C	1-3 Min	2,5-5,5 Min
		●			●			●		●	65°C	1,5-2 Min	6-7 Min
		●			●			●		●	65°C	1-2,5 Min	6-7 Min
	●			●			●				65°C	1-3 Min	4-6 Min
	●			●			●			●	65°C	1-3 Min	4-6 Min
	●			●			●			●	65°C	1-2 Min	5-6 Min
										●	75°C	3-5 Min	6-8 Min

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

3PP® - Oval 8 Anstaltspackung	Seite 34
3PP® - Oval-8 Größenbestimmung	Seite 34
3PP® - Oval-8 Nachfüllpackung	Seite 35
3PP® - Buddy Loops Fingerverband	Seite 35
3PP® - Toe Loops Zehenverband	Seite 35
CAREFIX® - Finger/Zehen	Seite 50
CAREFIX® - Kopf	Seite 50
CAREFIX® - Kopfverband	Seite 50
CHRISOFIX® - Daumenmetacarpal-Orthese	Seite 44
CHRISOFIX® - Daumen-Sattelgelenk-Orthese - (Nachtschiene)	Seite 45
CHRISOFIX® - Fingerendgelenkschiene (DIP) Premium	Seite 37
CHRISOFIX® - Fingerschiene (DIP+PIP) Verformbar Premium	Seite 37
CHRISOFIX® - Fingerschiene (DIP+PIP) Verformbar (Kinder) Standard	Seite 36
CHRISOFIX® - Fingerschiene (DIP+PIP) Verformbar Standard	Seite 36
CHRISOFIX® - Fingerendgelenkschiene (DIP) Standard	Seite 37
CHRISOFIX® - Fingerendgelenkschiene (DIP) Standard überlappend	Seite 37
CHRISOFIX® - Fingerschiene & Fingerendgelenkschiene Bausatz - Standard	Seite 38
CHRISOFIX® - Fingerschiene & Fingerendgelenkschiene Bausatz - Premium	Seite 38
CHRISOFIX® - Karpaltunnelsyndrom-Orthese - (Nachtschiene)	Seite 43
CHRISOFIX® - MP-Gelenk-Orthese	Seite 42
CHRISOFIX® - Mittelhandknochen-V-Fraktur-Orthese	Seite 42
CHRISOFIX® - Orthese für Paresen (Handgelenk & Hand & Daumen)	Seite 43
CHRISOFIX® - Universelle Ruheorthese - (Nachtschiene)	Seite 44
CHRISOFIX® - Daumenorthese - Skidaumen	Seite 45
CHRISOFIX® - Dorsale Handgelenkschiene	Seite 44
CHRISOFIX® - Ulnare Handgelenk Orthese	Seite 43
Gehsohle	Seite 51
HM CAST Rollcast	Seite 23
KREWI-fast®	Seite 48
KREWI®-Finger- & Zehenverband ECO	Seite 34
KREWI-flex® soft	Seite 48
KREWI-FRACT® blau - Daumenschiene	Seite 17
KREWI-FRACT® blau - Knie-Lagerungsschiene	Seite 17
KREWI-FRACT® blau - Mittelhandschiene	Seite 16
KREWI-FRACT® blau - Oberarmschiene	Seite 16
KREWI-FRACT® blau - Oberschenkel Liegeschale	Seite 17
KREWI-FRACT® blau - Unterschenkel-Schiene	Seite 17
KREWI-FRACT® blau - Volare Unterarmschiene extra breit	Seite 16
KREWI-FRACT® blau - Volare Schiene mit Unterstützung der ersten Fingerknochen	Seite 16
KREWI-FRACT® - Cock-up Schiene	Seite 8
KREWI-FRACT® - Daumenschiene mit Loch	Seite 8
KREWI-FRACT® - Daumenschiene	Seite 8
KREWI-FRACT® - Volare Schiene	Seite 10
KREWI-FRACT® - Fingerschiene	Seite 11
KREWI-FRACT® - Kahnbeinschiene	Seite 10
KREWI-FRACT® - Knie-Lagerungsschiene	Seite 11
KREWI-FRACT® - Unterarmschiene	Seite 11
KREWI-FRACT® - Unterarmschiene mit Daumen	Seite 8
KREWI-FRACT® - Mittelhandschiene	Seite 10
KREWI-FRACT® - Oberarm-Schiene	Seite 12
KREWI-FRACT® - Oberarmschiene Spezial	Seite 12
KREWI-FRACT® - Oberschenkel-Liegeschale	Seite 12
KREWI-FRACT® - Unterschenkel-Schiene	Seite 12
KREWI-FRACT® - Volare Unterarmschiene extra breit	Seite 10

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

KREWI - frottier® Polsterschlauch	Seite 49
KREWI - frottier® Polsterschlauch Meterware	Seite 49
KREWI® - Stockinette Meterware	Seite 50
KREWI® - Stockinette	Seite 50
KREWI - Tricot®	Seite 51
KREWI® - Zwillingsverband	Seite 36
KREWI-cast® Splint Meterware	Seite 24
KREWI-cast® pre-cut Splint	Seite 24
Neal Cast flex	Seite 20
Neal Cast soft	Seite 22
ORTHOPÄDISCHE POLSTERUNG	Seite 48
ORFICAST®	Seite 56
ORFICAST® MORE	Seite 56
ORFILIGHT NS®	Seite 58
ORFIT® CLASSIC	Seite 58
ORFIT® COLORS NS	Seite 58
ORFIT® ECO	Seite 58
Therapieknete	Seite 52

Quellenverzeichnis

(1) VFR Verlag für Rechtsjournalismus GmbH(2021): Bußgeldkatalog 2021.
Online unter: <https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-muell/>

(2) Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V (2021): Rheuma in Zahlen.
Online unter: <https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen>

(3) Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e. V. (2014), Elastische Bandagen und Orthesen: Versorgungrealität und Produktzufriedenheit – Ergebnisse einer repräsentativen Patientenbefragung

UNSER ANSPRUCH


Qualität bedeutet für uns eine optimale Versorgung Ihrer Patienten. Wir bieten einen kundenbezogenen und bedarfsgerechten Service durch geschulte Medizinprodukteberater vor Ort an und sorgen für regelmäßige Weiterbildung aller unserer Mitarbeiter. Unser Verhältnis zu Kunden ist stets von Persönlichkeit geprägt, um sowohl bei der Produktauswahl als auch bei der Produktanwendung beratend zur Seite zu stehen. Durch regelmäßig durchgeführte Produktschulungen beim Kunden vor Ort gewährleisten wir den optimalen Umgang mit den Produkten.

Unsere Partnerschaft mit einem führenden Logistikunternehmen sichert die termin- und qualitätsgerechte Belieferung innerhalb von 1 bis 2 Arbeitstagen.

Mit unserem Reklamationsmanagement stellen wir zusätzlich die Zufriedenheit unserer Kunden sicher.

 **BVMed**
Gesundheit gestalten.





„Unser Verhältnis zu Kunden ist stets von Persönlichkeit geprägt, um sowohl bei der Produktauswahl als auch bei der Produktanwendung beratend zur Seite zu stehen“



LERNEN SIE VON UNSEREN PRODUKTSPEZIALISTEN

Melden Sie sich jetzt für unsere Online Seminare an, um alles rund um das Thema Hanschienenbau zu lernen.

In unseren Online Seminaren lernen Sie zudem nützliche Tipps und Tricks von unseren namenhaften Referenten.



Fragen rund um unsere Produkte



Exklusive Tipps & Tricks



Theoretische Materialberatung



Intensiver Austausch unter Kollegen



Haptische Arbeit mit unseren Materialien

**ONLINE SEMINARE &
PRÄSENZ WORKSHOPS**



SOCIAL MEDIA

Bei Social Media geht es um unsere Produkte und deren Geschichten. Seien Sie ein Teil davon.

Seien Sie ein Teil von uns und kommentieren, liken und teilen Sie unsere Social Media Beiträge.

Erzählen Sie uns Ihre eigene Geschichte zu unseren Produkten. Wöchentlich veröffentlichen wir neue Produkt- und Anwendungsvideos. Wir halten Sie mit Produktinformationen und Innovationen immer auf dem Laufenden und schulen Sie online mit unseren Anwendungsvideos und Webinaren.



Rufen Sie uns unter
02154/91242-0 an,
um weitere
Informationen zu
erhalten oder senden
Sie uns eine Mail an
verkauf@krewi.com



Medical Produkte GmbH

KREWI Medical Produkte GmbH

Siemensring 78a

47877 Willich

Telefon: 02154/91242-0

Fax: 02154/427691

E-Mail: verkauf@krewi.com

Ihr Produktspezialist
in Deutschland

WWW.KREWI.DE